



Hydrorise Regular Body

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche fast



Artikelnr.: 222053
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 0.285 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 53 mm
Länge: 98 mm

€ 32,40

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon fast

Hydrorise Regular Body ist das mittelfließende Material aus der Hydrorise A-Silikon-Linie und wird als Korrekturmasse sowie für Unterfütterungsabformungen verwendet. Es besitzt die sogenannte Hyper-Hydrokompatibilität, die das Material noch fließfähiger werden lässt und somit präzise Abformungen gewährleistet. Die hohe Rückstellfähigkeit und hohe Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen überzeugen genau wie die Biokompatibilität und Reißfestigkeit.

- A-Silikon-Korrekturmaterial
- Mittelfließend
- Hohe Hydrokompatibilität
- Minzaroma
- Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen
- 5µm Detailgenauigkeit
- Härte (Shore A): 45 ± 2