



Hydrorise Putty Fast

Packung 2 x 900 ml Dose, 2 Messlöffel



Artikelnr.: 222058
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 3.13 kg
Höhe: 250 mm
Breite: 125 mm
Länge: 140 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 900 ml Dose Silikon, 2 Messlöffel

Hydrorise Putty ist ein hyper-hydrokompatibles A-Silikon. Diese Eigenschaft erhöht die Fließfähigkeit des Silikons und verbessert dadurch die Genauigkeit der Abformung. Hydrorise ist biokompatibel und reißfest und besitzt ein ideales Verhältnis zwischen Verarbeitungs- und Abbindezeit. Das A-Silikon überzeugt durch seine hohe Rückstellfähigkeit und hohe Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen. Das 5:1 Kartuschenmaterial verringert weiterhin den Materialverlust.

- A-Silikon-Basismaterial für die maschinelle Anwendung
- Hohe Hydrokompatibilität
- 5µm Detailgenauigkeit
- Minzaroma
- Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen
- Biokompatibel
- Härte (Shore A): 60 ± 2