



Acrytemp

Packung 50 ml Doppelkartusche A3, 15 Mischkanülen 4:1



Artikelnr.: 222071
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 0.19 kg
Höhe: 125 mm
Breite: 53 mm
Länge: 98 mm

€ 54,48

Zzgl. MwSt.

Packung 50 ml Doppelkartusche Bis-Acryl-Harz A3, 15 Mischkanülen 4:1

Acrytemp ist das selbsthärtende Bis-Acryl-Harz von Zhermack für kurz- und langfristige provisorische Restaurationen mit spezifischen Eigenschaften, das entwickelt wurde, um den Anforderungen der klinischen Praxis gerecht zu werden. Es wird in selbstmischenden Kartuschen für eine ordnungsgemäße und schnelle Anwendung geliefert. Seine Versagensbeständigkeit und natürliche Fluoreszenz tragen dazu bei, ein zuverlässiges und ästhetisches Ergebnis zu erzielen, das sowohl den Behandler als auch den Patienten zufriedenstellt.

- Hohe Ausfallsicherheit
- Begrenzte Härtungsschrumpfung
- Begrenzte exotherme Reaktion während der Aushärtung
- Abwesenheit von Methylmethacrylat
- Natürliche Fluoreszenz
- Gute Farbstabilität
- Erhältlich in 5 verschiedenen Farbtönen
- Geringes Ausfallrisiko
- Volumetrische Stabilität
- Sicher für das Gewebe
- Natürliches, langanhaltendes kosmetisches Ergebnis
- Vielseitigkeit in der Anwendung