



## Piezon® PSR + PSL Instrumente

Stück Instrumenten Tester



Artikelnr.: 22564  
Hersteller: EMS  
Gewicht: 0.003 kg  
Höhe: 5 mm  
Breite: 68 mm  
Länge: 104 mm

**€ 31,04**

Zzgl. MwSt.

Stück Instrumenten Tester

*PIEZON® PSR + PSL Instrumente*

Indikationen:

Das Instrument PSR und Instrument PSL sind besonders für die supra- und subgingivale Zahnsteinentfernung von bis zu 10 mm empfehlenswert. Sie ermöglichen einen effizienteren und komfortableren Zugang zu schwer erreichbaren distalen und mesialen Interproximaloberflächen.

- Instrument A - Zum Entfernen von Supragingivalem Zahnstein in allen Quadranten
- Instrument P - Zum Entfernen von supra- und subgingivalen Konkrementen in allen Quadranten
- Instrument PS - Universelles Instrument für die sub- und supragingivale PIEZON® Behandlung. Bester Zugang zu Zahnzwischenräumen. In 95% aller Fälle geeignet
- Instrument PI - Reinigung von Implantaten. High-Tech Polymer PEEK. Empfohlen für Implantate und Restaurationen. Setzen Sie das PI Instrument auf den Feilenhalter 120°
- Instrument PL1 + PL2 - Links- und rechtsgebogenes Instrument für das parodontale Debridement, besonders geeignet für die schwer zugänglichen Approximallflächen
- Instrument PL3 - Instrument zur Spülung und Desinfektion parodontaler Zahnfleischtaschen, speziell für Kontroll- und Recallsitzungen geeignet
- Instrument PL4 + PL5 - Links- und rechtsgebogenes Instrument mit einer kleinen Kugel > 0,6 mm Durchmesser, an den Instrumentenspitzen für das parodontale Debridement von Furkationen und Konkavitäten
- Instrument HPL3 + DPL3 - Diamantierte Perio-Instrumente für gründliche Wurzelreinigung unter direkter Sicht, zum Glätten von Restaurationsüberhängen sowie zum Erweitern von Furkationsdächern
- Instrument PSL & PSR - Einfacherer approximaler, mesialer und distaler Zugang, supra- und subgingival