



Selbsthärtendes Encore®

Kit weiß, mit Fluorid



Artikelnr.: 22595
Hersteller: Centrix
Gewicht: 0.326 kg
Höhe: 41 mm
Breite: 203 mm
Länge: 216 mm

€ 256,34

Zzgl. MwSt.

Kit 25 g Base, 25 g Katalysator weiß, 2 x 3 ml Connexio (A, B), NeedleTubes-Mikroapplikatoren, 1 Anmischblock, 1 Spachtel, mit Fluorid

Encore ist ein selbsthärtendes Komposit-Stumpfaufbaumaterial, das einfach anzumischen ist und durch eine NeedleTube gespritzt wird. Erhältlich mit oder ohne Fluorid und in den Farben Natur und Weiß.

- Fließt durch eine NeedleTube
- Standfeste Formulierung, so dass keine Matrize verwendet werden muss
- Lässt sich wie Dentin beschleifen, um Rillenbildung zu reduzieren
- Röntgenopak