



KnitTrax™

Flasche 254 cm Faden Gr. 0



Artikelnr.: 22632
Hersteller: Sigma
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 71 mm
Breite: 30 mm
Länge: 30 mm

€ 9,48

Zzgl. MwSt.

Flasche 254 cm Faden Größe 0

Der ideale Faden für die gezielte Retraktion. Der nicht imprägnierte Faden kann individuell getränkt werden, ist sehr saugfähig, rundgestrickt und vor allem leicht platzierbar.