



Mischdüsen-Aufsätze

Packung 144 Stück wasserblau, Gr. 20



Artikelnr.: 22641
Hersteller: Centrix
Gewicht: 0.079 kg
Höhe: 38 mm
Breite: 99 mm
Länge: 142 mm

€ 124,63

Zzgl. MwSt.

Packung 144 Aufsätze wasserblau, Größe 20

Zur Verwendung mit Automix-Düsen.

- Gelbe Spitzen zur Verwendung mit GingiTrac- und Access-Abformmaterialien
- Wasserblaue Spitzen zur Verwendung mit Access-Abformmaterialien
- Grüne Spitzen zur Verwendung mit Encore D/C Düsen mit gelbem Ansatz