



HM-Bohrer 23R

Packung 5 Stück RA, Figur 194, 4,5 mm, ISO 016



Artikelnr.: 23233
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.005 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 26,21

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer RA, Figur 194, Kopflänge: 4,5 mm, ISO 016

- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl FG ISO 008-012 - 300.000 U/min., ISO 016 - 280.000U/min.
RA ISO 008-012 - 160.000 U/min.