



IST®-Geräte

Kit



Artikelnr.: 23605
Hersteller: SCHEU-DENTAL
Gewicht: 0.952 kg
Höhe: 60 mm
Breite: 270 mm
Länge: 330 mm

€ 186,55

Zzgl. MwSt.

Kit 2 Teleskope HF9, 4 DURAN 2 mm, 4 ISOFLAN, Kunststoff, 4 Befestigungsteile mit O-Ring, 4 SCHEU-Anker, 1 Alastikkette, 1 Sicherheitsdehnschlüssel, 1 SD-Box zur Aufbewahrung beim Patienten, 1 OKKLUSIONSTRAINER, 2 x 15 g CETRON Reinigungspulver,

Intraorales Schnarch-Therapie-Gerät, Herstellung im Tiefziehverfahren. Die Verbindung von Ober- und Unterkiefer erfolgt durch stufenlos verstellbare HF-Teleskope, die nachträglich um 3 bzw. 5 mm aktivierbar sind. Der Unterkiefer und somit auch die Zunge werden durch Protrusion nach vorne verlagert.