



Identoflex™ Composite

Packung 12 Stück gelb, RA, Figur Flamme, 10,2 mm, Ø 5 mm



Artikelnr.: 23613
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.025 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 50 mm
Länge: 72 mm

€ 28,12

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer gelb, RA, Figur Flamme, Kopflänge: 10,2 mm, Ø 5 mm

Das 3-stufige Finier- und Poliersystem für Komposite.

- Optimierte Identoflex Composite Polierer zum Hochglanz für Komposit
- 3-Stufen-System: Finieren - Polieren - Hochglanz und kommt unmittelbar nach dem Konturieren zur Anwendung
- Optimales Preis-/Leistungsverhältnis
- Farbcodierung der Polierer zum leichteren Erkennen der jeweiligen Bearbeitungsstufe (gelb, grau, weiß)
- Für alle Oberflächen geeignet