



HM-Bohrer 21R

Packung 5 Stück RA, Figur 137 rund, 4,9 mm, ISO 018



Artikelnr.: 23995
Hersteller: Hager & Meisinger
Gewicht: 0.006 kg
Höhe: 5 mm
Breite: 70 mm
Länge: 70 mm

€ 29,81

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Bohrer RA, Figur 137 rund, Kopflänge: 4,9 mm, ISO 018

Zylinder, rund.

- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung, Kronenpräparation
- Drehzahl FG ISO 008-012 - 300.000 U/min., ISO 018 - 250.000U/min.
RA ISO 008-012 - 160.000 U/min.