



## Diamanten 889

Packung 5 Stück gelb extra fein, FG, Figur 540 lang, Flamme, 3,5 mm, ISO 009



Artikelnr.: 24014  
Hersteller: Hager & Meisinger  
Gewicht: 0.004 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 70 mm  
Länge: 70 mm

**€ 17,03**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Diamanten gelb extra fein, FG, Figur 540 lang, Flamme, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 009

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

- grüner Ring - grob - G = 534, Vorschleifen - 107-181 µm
- blauer Ring - mittel = 524 universelles Schleifen - 64-126 µm
- roter Ring - fein - F = 514 - Glätten - 27-76 µm
- gelber Ring - extra fein - C = 504, Vorfinieren - 10-36 µm
- Prophylaxe, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung
- Drehzahl ISO 005-014 - 300.000 U/min.