



## CUTEX BOND Ausblockwachs

Zylinder 45 g



Artikelnr.: 24067  
Hersteller: Yeti  
Gewicht: 0.074 kg  
Höhe: 63 mm  
Breite: 48 mm  
Länge: 48 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

Zylinder 45 g Wachs

### CUTEX BOND

- Nicht für die Gusstechnik geeignet
- Nicht rückstandslos verbrennbar
- Zum Ausblocken von Aufbisschienen und Stümpfen
- Stumpflacke halten auf dem Wachs
- Sehr harte Konsistenz
- Der Schmelzpunkt liegt bei 94 °C
- Zum Tiefziehen geeignet
- "Compact-Zylinderform"