



# GERL.

## IPS e.max ZirCAD for inLab

Packung 5 Stück Gr. C13 MO0



Artikelnr.: 24433  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.108 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 88 mm  
Länge: 128 mm

**€ 108,95**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Blöcke Größe C13 MO0

Die IPS e.max ZirCAD for inLab Blocks sind aus Yttrium-stabilisiertem Zirkoniumdioxid hergestellt. Die gesinterten Gerüste können mit IPS e.max ZirPress überpresst oder mit IPS e.max Ceram verblendet werden.