



## Guttapercha Greater Taper

Packung 60 Stück Taper.06 ISO 030



Artikelnr.: 24468  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 0.023 kg  
Höhe: 18 mm  
Breite: 53 mm  
Länge: 90 mm

**€ 14,10**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 60 Spitzen Taper.06 ISO 030

Guttaperchaspitzen Greater Taper dienen zur Abfüllung von Wurzelkanälen, die mit Aufbereitungssystemen wie GT-Files, Hero, ProFile etc. aufbereitet wurden.

- Röntgensichtbar
- Exakt maßhaltig nach ISO-Norm
- Stabil und doch flexibel genug, sich den Kanalwänden exakt anzupassen
- Volumenbeständig
- Optimal gewebeverträglich
- Absolut hygienisch
- Länge ? 28 mm