



## Artikulationsgips synthetisch

Sack 20 kg Spezialgips weiß

---



Artikelnr.: 24509  
Hersteller: OMNIDENT  
Gewicht: 20.766 kg  
Höhe: 353 mm  
Breite: 297 mm  
Länge: 273 mm

**€ 58,82**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Sack** 20 kg Spezialgips weiß

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden. Typ 1.