




Opti-Shape

Set 6 Diamanten, 5 Hartmetallfinierer



Artikelnr.: 24516

Hersteller: Hager & Meisinger

Gewicht: 0.04 kg

Höhe: 23 mm

Breite: 56 mm

Länge: 86 mm

€ 106,95

Zzgl. MwSt.

Set 6 Diamanten (6 x blau, 833 FG, ISO 023, 846KR FG, ISO 023, 847KR FG, ISO 016, 868 FG, ISO 014, 869 FG, ISO 014, 908 FGXL, ISO 036), 5 Hartmetallfinierer FG (HM 212KR ISO 023, HM 212LR ISO 016, HM 244 ISO 014, HM 245 ISO 014, HM 379 ISO 023)

Dieses Sortiment zur Präparation für Kronen, Teilkronen, Inlays und Onlays ist Speziell für galvanokeramische, metallkeramische und Vollkeramik-Restaurationen (z. B. für AGC-Restaurationen) konzipiert.