



## Septoject® XL

Packung 100 Stück, G27/0,4 x 42 mm



Artikelnr.: 24796  
Hersteller: Septodont  
Gewicht: 0.208 kg  
Höhe: 53 mm  
Breite: 89 mm  
Länge: 200 mm

**€ 12,47**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 100 Kanülen, G27/0,4 x 42 mm

Septoject XL Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen.

Anwendungsgebiete:

- Routinemäßige Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika

Eigenschaften:

- Mit vergrößertem Lumen (43 % weiter als das einer Standardkanüle), um den während der Injektion aufgewandten Druck zu reduzieren und beim Patienten weniger Schmerzen zu verursachen
- Weniger Gewebetrauma durch eine dreifach angeschrägte Nadelspitze (Dreifach-Lanzenschliff), und polierte, silikonisierte Kanüle mit hervorragender Flexibilität
- Hohlneedle aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl zur Verringerung der Bruchgefahr
- Mit Referenzpunkt zur Ausrichtung der Kanülenspitze für eine leichtere Orientierung während der Injektion