



## Chirurgie Knochenfräser nach Lindemann C162A

Packung 3 Stück FG XL, Figur 408, 10 mm, ISO 016



Artikelnr.: 24803  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 8 mm  
Breite: 71 mm  
Länge: 80 mm

**€ 38,22**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 3 Fräser FG XL, Figur 408, Kopflänge: 10 mm, ISO 016

Chirurgische Lindemannfräser mit einer Umdrehung von max. 3.000. In der schonenden Kreuzverzahnung im extralangen Winkelstückschaft (34 mm) und Handstückschaft (44 mm). Verzahnung mit hoher Schneidleistung für vibrationsarme Behandlung.

- Kieferchirurgie
- Drehzahl Schaft FG XL (316) & FG XXL (317) - 160.000 U/min.