



Septoject® XL

Packung 100 Stück, G30/0,3 x 10 mm



Artikelnr.: 24812
Hersteller: Septodont
Gewicht: 0.191 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 75 mm
Länge: 203 mm

€ 12,47

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Kanülen, G30/0,3 x 10 mm

Septoject XL Sterile zahnärztliche Einmalkanüle für Zylinderampullen.

Anwendungsgebiete:

- Routinemäßige Verabreichung von zahnärztlichen Lokalanästhetika

Eigenschaften:

- Mit vergrößertem Lumen (43 % weiter als das einer Standardkanüle), um den während der Injektion aufgewandten Druck zu reduzieren und beim Patienten weniger Schmerzen zu verursachen
- Weniger Gewebetrauma durch eine dreifach angeschrägte Nadelspitze (Dreifach-Lanzenschliff), und polierte, silikonisierte Kanüle mit hervorragender Flexibilität
- Hohlzahn aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl zur Verringerung der Bruchgefahr
- Mit Referenzpunkt zur Ausrichtung der Kanülenspitze für eine leichtere Orientierung während der Injektion