



Admira® Flow

Packung 2 x 1,8 g Spritze A3, Applikationskanülen Typ 44



Artikelnr.: 24894
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.035 kg
Höhe: 42 mm
Breite: 43 mm
Länge: 156 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1,8 g Spritze A3, Applikationskanülen Typ 44

Admira® Flow ist das weltweit erste Füllungsmaterial auf Ormocer-Basis. Die Indikationen sind minimalinvasive Präparationen, Approximal- und Klasse-V-Kavitäten, erweiterte Fissurenversiegelungen u. v. m. Zusätzlich zu den Ormocer-typischen Eigenschaften wie deutlich verbesserte Biokompatibilität und Schrumpfung überzeugt *Admira® Flow* durch hohe Materialelastizität zum Abfedern von Belastungskräften. *Admira Flow* ist ein flow-on-demand Material, d. h. *Admira® Flow* verfügt einerseits über eine hohe Fließfähigkeit beim Applizieren und Verarbeiten, andererseits ist es standfest im Ruhezustand, denn es fließt und tropft nicht aus der Kavität. *Admira® Flow* hat eine dem Zahn angepasste, natürliche Transluzenz mit perfekter Farbabstimmung zu *Admira* für kombinierte Füllungen. *Admira® Flow* und *Admira Bond* bilden das erste Ormocer basierte fließfähige Füllungssystem.