



OptiBond™ Solo Plus

Flasche 5 ml



Artikelnr.: 25220
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.045 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 108 mm
Länge: 198 mm

€ 77,82

Zzgl. MwSt.

Flasche 5 ml

Lichthärtendes, glasgefülltes (zu 15 % mit 0,4 µm Bariumglas gefüllt) Einkomponenten-Adhäsiv. Zeichnet sich durch die Glasfüller-Adhäsivtechnologie auf Ethanolbasis aus, die besseren Schutz vor der Entstehung von Mikrospalten bietet. *OptiBond™ Solo Plus* eignet sich sowohl für direkte als auch für indirekte Adhäsiv-Anwendungen.