



## Ufi Gel SC

Nachfüllpackung 50 ml Doppelkartusche, Mischkanülen Typ 8

---



Artikelnr.: 25465  
Hersteller: VOCO  
Gewicht: 0.159 kg  
Höhe: 61 mm  
Breite: 99 mm  
Länge: 118 mm

**€ 83,65**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Nachfüllpackung** 50 ml Doppelkartusche, Mischkanülen Typ 8

Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf A-Silikon-Basis in der Kartusche, immer perfekt gemischt und sofort verfügbar, komplette Unterfütterung chairside in einer Sitzung, extrem fester Verbund Prothese/Unterfütterung, biokompatibel, geschmacks- und geruchsneutral, farbstabil und ästhetisch. Dispenser Typ 2 erforderlich.