



Pro-Cup™ Junior

Packung 30 Stück hellblau weich, Latch-Type



Artikelnr.: 26004
Hersteller: Kerr
Gewicht: 0.058 kg
Höhe: 25 mm
Breite: 59 mm
Länge: 88 mm

€ 29,62

Zzgl. MwSt.

Packung 30 Polierer hellblau weich, Latch-Type

Pro-Cup™ und Pro-Cup™ Junior Prophy Kelche und Bürsten.

Latexfreie Cups mit einzigartiger Lamellenstruktur. Das Pro-Cup™-Sortiment erlaubt die wirtschaftliche, spritzfreie Applikation von Prophy-Paste. Dank seines einzigartigen Profils mit innen und außen spiralförmig angeordneten Lamellen befördert Pro-Cup™ Prophy-Paste und Speichel in Spiralen zur Kante des Kelchs. So wird die Bildung einer Spritzkugel vermieden und die Prophy-Paste fortlaufend in Richtung Zähne transportiert, wodurch gleichzeitig die Reibungswärme reduziert wird. Erhältlich in einer weichen und harten Version.

- Die Kerr Pro-Cups® gewährleisten ein hygienisches und effizientes Arbeiten
- Mit diesem Einmalprodukt vermeiden Sie Kreuzkontaminationen und eine Wiederaufbereitung
- Da das Material einen niedrigen Reibungskoeffizienten hat, wird ein Überhitzen der Zähne vermieden
- Entwickelt mit unterschiedlichen Flexibilitätsgraden (weich = hellblau; hart = dunkelblau) und in zwei Größen (Standard und Junior); Pro-Cup Junior wird für Kinder und bei allgemein erschwerten Bedingungen empfohlen