



INSIGHT Periapical Film

SUPER Poly-Soft Packung 100 Einzelfilme 2,2 x 3,5 cm, IP-01



Artikelnr.: 26381
Hersteller: Carestream HEALTH
Gewicht: 0.145 kg
Höhe: 28 mm
Breite: 47 mm
Länge: 164 mm

€ 45,98

Zzgl. MwSt.

SUPER Poly-Soft Packung 100 Einzelfilme 2,2 x 3,5 cm, IP-01

Höchstempfindlicher Zahn-Röntgenfilm für die intraoralen Aufnahmen (Empfindlichkeitsklasse E/F). Bis zu 60 % geringere Strahlenbelastung im Vergleich zu Kodak Ultra-Speed. Höhere Stabilität bei der Verarbeitung. Ausgezeichnete Bildqualität mit sehr hohem Kontrast, ermöglicht dadurch höchste Detailerkennbarkeit. Der INSIGHT Film kann mit allen existierenden Röntgengeräten verwendet werden. Es ist keine TÜV-Abnahme erforderlich, da die Strahlendosis reduziert wird. Der Film ist sowohl für Hand- als auch für Maschinenentwicklung geeignet. Die besten Ergebnisse werden mit den Kodak Dental Readymatic Fertigchemikalien erzielt.