



## Omnicolor Universal Alginat

Beutel 500 g Pfefferminz



Artikelnr.: 26571  
Hersteller: OMNIDENT  
Gewicht: 0.66 kg  
Höhe: 163 mm  
Breite: 88 mm  
Länge: 106 mm

**€ 8,24**

*Zzgl. MwSt.*

**Beutel 500 g Alginat Pfefferminz**

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack.

Farbindikator

- Violett - Dauer des Spatelns (45 Sekunden)
- Rosa - Löffel bestücken und in den Mund geben
- Weiß - Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen
- Abbindezeiten: 2 Minuten 30 Sekunden