



Schienen/Retainerboxen

Packung 12 Stück flach sortiert



Artikelnr.: 26772
Hersteller: Medicom
Gewicht: 0.302 kg
Höhe: 190 mm
Breite: 95 mm
Länge: 170 mm

€ 16,67

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Boxen flach sortiert

Zirc-Schienen- und Retainer-Boxen sind stapelbar und somit äußerst platzsparend. Zudem haben die Schienen- und Retainerboxen eine solide Verriegelung sowie Ösen für Bänder.