



KwikkModel® scan

Systempackung 50 ml Doppelkartusche, 6 Mischkanülen LN, 6 INTRA-ORAL TIPS L



Artikelnr.: 27080
Hersteller: R-Dental
Gewicht: 0.5 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 103 mm
Länge: 175 mm

€ 47,35

Zzgl. MwSt.

Systempackung 50 ml Doppelkartusche Silikon, 6 Mischkanülen LN, 6 INTRA-ORAL TIPS L

Scanbares, fließfähiges Modell-A-Silikon.

- Produktfarbe grau
- A-Silikon, Vinylpolysiloxan (VPS)
- Präzisionsabformmaterial als extraorales Modellmaterial für die puderfreie optische LASER-Abtastung mit CEREC von SIRONA Dental Systems GmbH, vornehmlich in Alginat-, Hydrokolloid- oder in A-Silikonabformungen (A-Silikon nur mit KwikkModel® Anti-Bond-Spray) anwendbar
- sehr dünnfließend, thixotrop
- Aushärtungszeit ca. 2 min (RT)
- Shore-A-Härte ca. 86