



## Omni HM-Fräser Schliff 20

Stück kreuzverzahnt, rot fein, HP, Figur 237, 5 mm, ISO 023



Artikelnr.: 27480  
Hersteller: OMNIDENT  
Gewicht: 0.005 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 23 mm  
Länge: 70 mm

**€ 9,71**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Fräser kreuzverzahnt, rot fein, HP, Figur 237, Kopflänge: 5 mm, ISO 023

Für alle Dentalmaterialien geeignet. Glättet die Oberfläche und ermöglicht ein gezieltes Ausarbeiten jeder Struktur.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser:

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Modellherstellung, Kunststofftechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.