



## Inkotherm press

Flasche 500 ml Flüssigkeit

---



Artikelnr.: 27553  
Hersteller: Hedent  
Gewicht: 0.8 kg  
Höhe: 180 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 90 mm

**€ 67,36**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Flasche** 500 ml Flüssigkeit

*Inkotherm press* ist ein farbstabiles Methylmethacrylat mit normaler Verarbeitungsbreite für Komplettierungen (Sattelanpressungen) von Modellgussprothesen mit Gipsvorguss oder wirtschaftlich mit Silikonvorguss, fixiert in der Hedent- Fixette. Für Unterfütterungen von Kunststoffprothesen mit dem Hedent-Inkolator ist *Inkotherm press* besonders gut geeignet. Druckpolymerisation garantiert große Dichte und optimale mechanische und chemische Werte. Das Barbitursäure-Katalysatorsystem baut Restmonomer bis unter 1 % ab. Der Kunststoff ist mundbeständig und hat eine gute Verträglichkeit!