



## Inkotherm 85 Gießkunststoff

Flasche 500 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 27556  
Hersteller: Hedent  
Gewicht: 0.8 kg  
Höhe: 180 mm  
Breite: 90 mm  
Länge: 90 mm

**€ 46,01**

Zzgl. MwSt.

**Flasche** 500 ml Flüssigkeit

Kunststoff-Warmpolymerisat für Prothesen im Perform-Inkovac-Polymerisationssystem und in der Modellgusstechnik. Inkotherm 85 speziell für die Gießtechnik entwickelt, besonders gute Fließigenschaften. Inkotherm 85 kann durch die individuellen Einsatzmöglichkeiten besonders wirtschaftlich als Universalkunststoff auch bei Erweiterungen und Reparaturen eingesetzt werden.