



MELAcontrol® PRO

Set



Artikelnr.: 27647
Hersteller: MELAG
Gewicht: 0.163 kg
Höhe: 53 mm
Breite: 126 mm
Länge: 183 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Set Dauer-Helix-Prüfkörper, 40 Indikatorstreifen

Zur Freigabe des Sterilgutes ist die Verwendung einer Chargenkontrolle erforderlich. Aufgrund der aktuell geforderten Hygienemaßnahmen ist die Dokumentation der Infektionsschutz-Maßnahmen in der Praxis und deren Wirksamkeit erforderlich.

MELAcontrol® PRO ist ein Helix-Indikatorsystem ausschließlich für Klasse B-Autoklaven, der als Dauerprüfkörper konzipiert ist. Es müssen lediglich die Indikatorstreifen nachgekauft werden, der Prüfkörper selbst, ist weiter verwendbar.