



GC EXA'lence™ 370

Standard Kit Heavy Body Regular



Artikelnr.: 27811
Hersteller: GC
Gewicht: 1.021 kg
Höhe: 111 mm
Breite: 156 mm
Länge: 187 mm

€ 117,20

Zzgl. MwSt.

Standard Kit 370 ml Kartusche Silikon Heavy Body Regular, 10 Dynamic Mixing Tips, 1 Bayonet Locking Ring

GC hat sich die besten Qualitäten zweier großartiger Materialien zunutze gemacht, um das Abformmaterial der nächsten Generation zu schaffen: Vinyl PolyEther Silikon (VPES).

GC EXA'lence™ bietet Ihnen:

- Intrinsische hydrophile Eigenschaften zur Erfassung der feinsten Details, sogar in einer feuchten Umgebung
- Hervorragendes „Flow“ und thixotrope Eigenschaften
- Ausgezeichnete Elastizität mit einem hohen Grad an Belastbarkeit, um Rissbildung standzuhalten
- Milder Pfefferminzgeschmack
- Breites Angebot an Abbindezeiten und Viskositäten