



IPS e.max ZirCAD for inLab

Stück Gr. B55 MO2



Artikelnr.: 28101

Hersteller: Ivoclar

Gewicht: 0.097 kg

Höhe: 48 mm

Breite: 91 mm

Länge: 131 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Stück Block Größe B55 MO2

Die *IPS e.max ZirCAD for inLab* Blocks sind aus Yttrium-stabilisiertem Zirkoniumdioxid hergestellt. Die gesinterten Gerüste können mit *IPS e.max ZirPress* überpresst oder mit *IPS e.max Ceram* verblendet werden.