



Ultradent™ Porcelain Etch & Silane

Nachfüllpackung 2 x 1,2 ml Spritze Silane



Artikelnr.: 28194

Hersteller: Ultradent Products

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 3 mm

Breite: 57 mm

Länge: 153 mm

€ 25,23

Zzgl. MwSt.

Nachfüllpackung 2 x 1,2 ml Spritze Silane

Ultradent™ Porcelain Etch ist ein 9 %iges, gepuffertes Flusssäure-Gel zum Anätzen von Keramik und makrogefüllten Kompositen.

Höchste Haftwerte zwischen Keramik und Kunststoff. Zur Verwendung auf Feldspat- und Lithiumdisilikat-Restaurationen. Für intra- oder extraorales Ätzen von Keramik entwickelt.

90 Sekunden Ätzen – 60 Sekunden Silane

- Ätzmittel ist einfach und kontrolliert zu applizieren
- Höchste Haftwerte zwischen Keramik und Kunststoff²
- Einkomponenten-Silan
- Zur Verwendung auf Feldspat- und Lithiumsilikat-Restaurationen