



## MOLDASTONE® CN

Beutel 4,5 kg champagner

---



Artikelnr.: 28477  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 4.63 kg  
Höhe: 300 mm  
Breite: 150 mm  
Länge: 210 mm

**€ 17,79**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Beutel 4,5 kg Superhartgips champagner**

Synthetischer extraharter Gips der Typklasse IV. Zur Herstellung von Meistermodellen in der Modellguss-, Kronen- und Brücken- sowie der Inlay/Onlay-Technik. Der Gips ist thixotrop und lässt sich auch manuell anmischen.