



Ultradent™ LC Block-Out Resin

Economy Set



Artikelnr.: 28527
Hersteller: Ultradent Products
Gewicht: 0.24 kg
Höhe: 86 mm
Breite: 184 mm
Länge: 188 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Economy Set 20 x 1,2 ml LC Block-Out Resin, 20 Black Mini Tips

Lichthärtender blauer Kunststoff. Erleichtert die Herstellung individueller Zahnaufhellungsschienen: Mit dem Präparat Reservoirs auf Zahnoberflächen des Gipsmodells vor dem Tiefziehen bilden; so wird sichergestellt, dass eine ausreichende Menge an Gel dort bleibt, wo es benötigt wird. Zur Applikation bitte mitbestellen: Black Mini Tips.