



White Mac® Tip

Packung 20 Stück Ø 2 mm



Artikelnr.: 28542
Hersteller: Ultradent Products
Gewicht: 0.015 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 52 mm
Länge: 52 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 20 White Mac Tips Ø 2 mm

Weißer, gebogener Applikationsansatz mit großem Durchmesser, zur Applikation hochvisköser Materialien. Zu verwenden mit Consepsis Scrub, Opalustre, OraSeal Caulking und Putty, UltraTemp.