




## IPS® Object Fix

Flasche 10 g Putty



Artikelnr.: 28734  
Hersteller: Ivoclar  
Gewicht: 0.027 kg  
Höhe: 16 mm  
Breite: 69 mm  
Länge: 230 mm

**€ 21,30**

*Zzgl. MwSt.*

### Flasche 10 g Object Fix Putty

IPS® Object Fix-Brennhilfspasten unterschiedlicher Viskosität zur Unterstützung von Vollkeramik-Restorationen während des Brenn- und Kristallisationsvorgangs. Die Pasten dienen zur Stabilisierung und Fixierung der Restauration auf den Siliziumnitrid-Stützstiften oder direkt auf dem Siliziumnitrid-Brenngutträger. Die Pasten lassen sich einfach applizieren und nach dem Brennvorgang leicht entfernen.