



## SuperMat®

Packung 50 Adapter Stahl Höhe 6,3 mm, Stärke 0,03 mm

---



Artikelnr.: 28953  
Hersteller: Kerr  
Gewicht: 0.058 kg  
Höhe: 48 mm  
Breite: 82 mm  
Länge: 90 mm

**€ 43,11**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 50 SuperCap Adapter Stahl Höhe 6,3 mm, Stärke 0,03 mm

*SuperMat®* für Macro-Restaurationen - ein universelles Spannsystem für Kunststoff- Stahlmatrizen im Seitenzahnbereich. Das System ist auf eine schnelle, leichte und standardisierte Applikation ausgelegt.