



AFFINIS® Putty

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator, Putty soft



Artikelnr.: 29036
Hersteller: COLTENE
Gewicht: 1.074 kg
Höhe: 141 mm
Breite: 103 mm
Länge: 106 mm

€ 74,39

Zzgl. MwSt.

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator, Putty soft

AFFINIS® Putty soft ist der Klassiker im Sortiment der *AFFINIS®*-Knetmassen. Angenehmes und einfach schnelles Anmischen zeichnen die aufeinander abgestimmten Konsistenzen von Basis und Katalysator aus. *AFFINIS® Putty* super soft ist ein besonders geschmeidiges Knetmaterial, welches sich ganz leicht homogen anmischen lässt. Dieses Material eignet sich besonders gut für alle Doppelmischtechniken.