



## AFFINIS® Putty

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator, Putty soft fast

---



Artikelnr.: 29037  
Hersteller: COLTENE  
Gewicht: 1.074 kg  
Höhe: 141 mm  
Breite: 103 mm  
Länge: 106 mm

**€ 15,00**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 300 ml Base, 300 ml Katalysator, Putty soft fast

*AFFINIS® Putty* soft ist der Klassiker im Sortiment der *AFFINIS®*-Knetmassen. Angenehmes und einfach schnelles Anmischen zeichnen die aufeinander abgestimmten Konsistenzen von Basis und Katalysator aus. *AFFINIS® Putty* super soft ist ein besonders geschmeidiges Knetmaterial, welches sich ganz leicht homogen anmischen lässt. Dieses Material eignet sich besonders gut für alle Doppelmischtechniken.