



Registrado X-tra

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, Mischkanülen Typ 16



Artikelnr.: 29191
Hersteller: VOCO
Gewicht: 0.296 kg
Höhe: 58 mm
Breite: 104 mm
Länge: 130 mm

€ 44,32

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche Bissregistriermaterial, Mischkanülen Typ 16

Extra hartes, schnell abbindendes, additionsvernetzendes Silikon zur Bissregistrierung im Kartuschensystem. Besonders vorteilhaft ist auch die temperaturgesteuerte Abbindezeit von *Registrado X-tra*, die Mundverweildauer beträgt nur 40 Sekunden.