



CronMix K plus Pa

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche A2 4:1, 20 Feinmischkanülen



Artikelnr.: 29202
Hersteller: Merz Dental
Gewicht: 0.305 kg
Höhe: 130 mm
Breite: 102 mm
Länge: 57 mm

€ 100,58

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche A2 4:1, 20 Feinmischkanülen

Herstellung provisorischer Inlays und Onlays. Herstellung provisorischer Kronen und Brücken.

Langzeitprovisorien. Speziell für größere provisorische Versorgungen mit längerer Verarbeitungszeit.

Verarbeitungszeit: 1 Minute. Mundverweildauer: 2-3 Minuten. Aushärtezeit ab Mischbeginn: 8 Minuten.