



## VOCO Ionofil Molar AC Quick

Packung 48 Kapseln A3



Artikelnr.: 29213  
Hersteller: VOCO  
Gewicht: 0.281 kg  
Höhe: 106 mm  
Breite: 133 mm  
Länge: 200 mm

**€ 117,70**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 48 Kapseln A3

Schnellabbindender, sofort stopfbarer Glasionomer-Zement in patentierter Applikationskapsel (AC) zur Direktapplikation. Die "Quick"-Variante des klinisch sehr gut beurteilten VOCO Ionofil Molar sorgt mit ihrer verkürzten Verarbeitungs- und Abbindezeit für einen schnelleren Behandlungsablauf. *VOCO Ionofil Molar AC Quick* überzeugt durch weiter verbesserte chemisch-physikalische Eigenschaften wie ausgezeichnete Druck- und Biegefestigkeit sowie ausgesprochen niedrige Abrasionswerte. Das Material lässt sich in sofort stopfbarer Konsistenz direkt applizieren.