



Elite HD+ Maxi Tray Material

Packung 2 x 380 ml Kartusche, orange, schnellabbindend



Artikelnr.: 292468
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 1.72 kg
Höhe: 175 mm
Breite: 105 mm
Länge: 172 mm

€ 95,90

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 380 ml Kartusche Silikon, orange, schnellabbindend

Elite HD+ ist ein A-Silikon, das die Vorteile aus Hydrokompatibilität und Thixotropie, Reißfestigkeit und elastischem Rückstellvermögen vereint - für einen präzisen Abdruck. Elite HD+ Tray Material besitzt eine Härte von 60 ± 2 Shore A sowie eine hohe Dimensionsstabilität bis zu 15 Tagen. Es bietet zudem einen visuellen Komfort durch den Farbkontrast der unterschiedlichen Viskositäten.

- A-Silikon-Basismaterial
- Hydrokompatibel
- Thixotrop
- Biokompatibel
- Hohe Rückstellfähigkeit
- Dimensionsstabilität bis zu 15 Tagen
- Härte (Shore A): 60 ± 2