



Platinum 85

Packung 2 x 1 kg Dose



Artikelnr.: 292472
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 2.207 kg
Höhe: 98 mm
Breite: 113 mm
Länge: 216 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 1 kg Dose Silikon

Platinum 85 ist ein sehr präzises A-Silikon, das sich durch seine hervorragende Dimensionsstabilität, kurze Verarbeitungszeit und einfache Anwendung auszeichnet.

- A-Silikon für Vorwälle
- Shore-Härte 85
- Hohe Zeichnungsschärfe
- Leichte Bearbeitung auch mit der Fräse
- Dimensionsstabil
- Wärmebeständig bis 200°C