



Hydrorise Heavy Body

Packung 6 x 380 ml Kartusche fast



Artikelnr.: 292485
Hersteller: Zhermack
Gewicht: 4.6 kg
Höhe: 190 mm
Breite: 177 mm
Länge: 207 mm

€ 15,00

Zzgl. MwSt.

Packung 6 x 380 ml Kartusche Silikon fast

Hydrorise ist ein hyper-hydrokompatibles A-Silikon. Diese Eigenschaft erhöht die Fließfähigkeit des Silikons und verbessert dadurch die Genauigkeit der Abformung. Hydrorise ist biokompatibel und thixotrop und besitzt ein ideales Verhältnis zwischen Verarbeitungs- und Abbindezeit. Das A-Silikon überzeugt durch seine hohe Rückstellfähigkeit und hohe Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen. Hydrorise Heavy Body besitzt eine Härte von 60 ± 2 Shore A.

- A-Silikon-Basismaterial
- Hohe Hydrokompatibilität
- $5\mu\text{m}$ Detailgenauigkeit
- Minzaroma
- Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen
- Biokompatibel
- Härte (Shore A): 60 ± 2