



## Platinum 95

Packung 2 x 5 kg Eimer



Artikelnr.: 292503  
Hersteller: Zhermack  
Gewicht: 10.8 kg  
Höhe: 200 mm  
Breite: 300 mm  
Länge: 375 mm

**€ 15,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Packung 2 x 5 kg Eimer Silikon

*Platinum 95* ist ein sehr präzises A-Silikon, das sich durch hervorragende Dimensionsstabilität, kurze Verarbeitungszeit und einfache Anwendung auszeichnet.

- A-Silikon für Vorwälle
- Shore-Härte 95
- Hohe Zeichnungsschärfe
- Leichte Bearbeitung auch mit der Fräse
- Dimensionsstabil
- Wärmebeständig bis 200°C