



## Hydrorise Putty



Artikelnr.: 292537  
Hersteller: Zhermack  
Gewicht: 1.17 kg  
Höhe: 76 mm  
Breite: 112 mm  
Länge: 220 mm

**€ 55,05**

Zzgl. MwSt.

---

**Packung** 2 x 300 ml Dose Silikon, 2 Meßlöffel

*Hydrorise Putty* ist ein hyper-hydrokompatibles A-Silikon. Diese Eigenschaft erhöht die Fließfähigkeit des Silikons und verbessert dadurch die Genauigkeit der Abformung. Hydrorise ist biokompatibel und reißfest und besitzt ein ideales Verhältnis zwischen Verarbeitungs- und Abbindezeit. Das A-Silikon überzeugt durch seine hohe Rückstellfähigkeit und hohe Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen. Das angenehme Pfefferminzaroma macht zusätzlich die Behandlung für den Patienten so angenehm wie möglich.

- A-Silikon-Basismaterial für die manuelle Anwendung
- Hohe Hydrokompatibilität
- 5 µm Detailgenauigkeit
- Minzaroma
- Dimensionsstabilität bis zu 21 Tagen
- Biokompatibel
- Härte (Shore A): 60 ± 2